

TENTO ZVUK
ZMĚNÍ VŠECHNO



WIDEX **MOMENT™**

WIDEX

ZVUK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ



ZVUK, JAKÝ JSTE ZNALI

I to nejlepší sluchadlo vždy znělo jako sluchadlo – až doposud. Revoluční řada WIDEX **MOMENT™** mění pravidla hry a přináší ten nejčistší, naprosto přirozený zvuk.

Běžně přichází zvuk zpracovaný sluchadlem k bubínku později než zvuk, který naše ucho slyší přímo z okolí. A když se tyto dva mírně odlišné signály spojí, slyšíte zvuk nepřirozený. Díky WIDEX **MOMENT™** ale uslyšíte každý moment tak, jak jste bývali zvyklí.



LIDÉ TEN ZVUK MILUJÍ

Také jste unavení revolučními novinkami ve zpracování zvuku, které ale nikdo vlastně neslyší? My ano. Proto WIDEX **MOMENT™** znamená skutečnou změnu v poslechu.

Testy v různorodých situacích prokázaly, že valná většina nových i zkušených uživatelů preferuje program **PureSound™**, který je důležitou součástí sluchadel WIDEX **MOMENT™**. Když toto přidáte ke schopnosti bez námahy přizpůsobit poslech vlastním představám, dostanete sluchadlo, které vám poskytne čistý a přirozený zvuk, jaký jste do té doby ze sluchadla neslyšeli.

STREAMUJTE ZE VŠECH SVÝCH ZAŘÍZENÍ

Vylepšili jsme 2.4 GHz Bluetooth® konektivitu v řadě WIDEX **MOMENT™**, abyste mohli streamovat zvuk ze zařízení iOS, Android, WIDEX **TV PLAY™** a dalších doplňkových zařízení **DEX**. Nyní jste tedy připraveni na veškerou streamovanou zábavu, kterou dnešní svět skýtá, a to v té nejvyšší možné kvalitě.



ODOLNÝ

WIDEX **MOMENT**™ byl vytvořen pro maximální odolnost proti vlhkosti a pro dlouhou životnost – protože méně koroze znamená větší trvanlivost.

Díky absenci bateriového víčka a pokročilé nano-vrstvě je snížena možnost proniknutí vlhkosti do sluchadla.

DOBÍJENÍ JE NYNÍ DISKRÉTNÍ

S řadou WIDEX **MOMENT**™ je pohodlí diskrétní. Ačkoli je model mRIC R D nejmenším dobíjecím RIC sluchadlem na trhu, nemusíte si dělat starosti s tím, zda máte dostatek energie na to, slyšet každý moment.

Již žádné manipulování s miniaturními bateriemi. Pouze malá jednoduchá nabíječka.



SVŮJ POSLECH MÁTE VE SVÝCH RUKÁCH

Se sluchadly WIDEX **MOMENT™** můžete ovládat svá sluchadla pomocí aplikace WIDEX **MOMENT™** ze svého Apple nebo Android smartphonu*. Nikdy nebylo snazší vyladit svůj poslech tak, abyste slyšeli přesně podle svého gusta – přímo v těch momentech, které jsou pro vás důležité.



Aplikace WIDEX **MOMENT™**

Podrobné testy prokázaly, že naše aplikace je velmi jednoduchá a intuitivní. A tmavý podklad zajišťuje diskrétnost při používání.

* Aplikace WIDEX **MOMENT™** je kompatibilní s těmito WIDEX **MOMENT™** modely sluchadel: mRIC R D (MRR2D) a RIC 312 D (MRB2D) a BTE 13 D (MBB3D). Všechny ostatní modely jsou kompatibilní s aplikací WIDEX **TONELINK™**, ve které lze ovládat hlasitost a programy.



Aplikace WIDEX **TONELINK™**

OBOHAŤTE SVÁ SLUCHADLA WIDEX **MOMENT™**

BEZDRÁTOVÁ DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ - PROPOJENÍ, OVLÁDÁNÍ, KOMUNIKACE

Doplňková zařízení **DEX** vám umožní snadné připojení k audio zařízením, dálkovým ovladačům, televizoru a mobilnímu telefonu. Vhodné možnosti pro vás konzultujte se svým sluchadlovým odborníkem nebo se obraťte na Widex.



COM-DEX
Pro hands-free
streamování



**COM-DEX
REMOTE MIC**
Pro lepší slyšitelnost
vzdáleného mluvčího



RC-DEX
Dálkový ovladač



TV-DEX
Propojení s televizí



FM-DEX
Flexibilní přenos
signálu



red dot award 2018
winner



STYLOVÝ A STABILNÍ PŘENOS ZVUKU
Z TV POMOCÍ WIDEX **TV PLAY™**

MODELY SLUCHADEL WIDEX **MOMENT™**

Sluchadla WIDEX **MOMENT™** se nabízejí v následujících provedeních: tři závěsná s reproduktorem ve zvukovodu (RIC), dvě klasická závěsná (BTE) a tři zvukovodová (ITE).

ZÁVĚSNÉ MODELY (RIC A BTE)



RIC 10

RIC 312 D

mRIC R D

BTE 13 D

BTE 312

ZVUKOVODOVÉ MODELY (ITE)



XP

CIC

CIC-M

ZVOLTE SI **BARVU**

Vyberte si mezi 13 různými barvami pro RIC a BTE modely a třemi odstíny pro ITE modely



PROČ JE PRO VÁS WIDEX MOMENT™ SPRÁVNOU VOLBOU

Abyste byli schopni slyšet co nejlépe, jsou sluchadla WIDEX MOMENT™ vybavena exkluzivní technologií Zvukových tříd, která automaticky přizpůsobí sluchadlo právě takovému prostředí, ve kterém se nacházíte. Aniž byste museli manuálně přepínat programy, dodá vám WIDEX MOMENT™ optimální čistotu poslechu, komfort a slyšitelnost v každé jednotlivé situaci.

VÝKONNOSTNÍ TRÍDA / ZVUKOVÁ TRÍDA	SPOLEČNOST		HUDBA		TICHO		RESTAURACE		AUTOMOBIL		MĚSTO	
	-	vážná nebo moderní	-	s řečí	-	s řečí	-	s řečí	-	s řečí	-	s řečí
WIDEX MOMENT™ 440												
WIDEX MOMENT™ 330												
WIDEX MOMENT™ 220												
WIDEX MOMENT™ 110												

VÝKONNOSTNÍ TRÍDA / FUNKCE	Vylepšená srozumitelnost řeči	Potlačení hluku větru	Přirozený poslech	Automatické úpravy zvuku	Přímé Bluetooth® streamování	Snadné ovládání	Real-life insights
WIDEX MOMENT™ 440							
WIDEX MOMENT™ 330							
WIDEX MOMENT™ 220							
WIDEX MOMENT™ 110							

* Nezahrnuje funkci SoundSense Learn



ZVUK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ



Vytiskl Rosendahls a/s. 2021-01. 9 502 5335 020 #02

Widex, WIDEX MOMENT™, Puresound™, ZeroDelay™ Technology, TruAcoustics™, WIDEX REMOTE CARE™, ToneLink™, TV Play™ a DEX jsou ochrannými známkami společnosti Widex A/S

WIDEX A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lyngø

Apple a logo Apple jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrované v U.S. a dalších zemích. App Store je servisní značkou společnosti Apple Inc. Android je ochrannou známkou společnosti Google Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc. of Google Inc.

Podléhá změnám bez dalšího upozornění

WWW.WIDEX.PRO