

Název, typ sluchadla				Audiogram do (dB)		Cena 1 ks vč. DPH	Poznámka	
				500 Hz	4000 Hz			
MOMENT 440	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 440	MOMENT kanálové / minikanálové	15 kanálů	85	90	29 750	WIP
		M-XP 440	MOMENT zvukovodové	15 kanálů	85	85	29 750	WIP
	RIC	M-RIC 10 440	MOMENT RIC 10, reproduktorek S/M	15 kanálů	80/85	80/90	32 000	WIP
		M-RIC 312 D 440	MOMENT RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	15 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	33 000	Mfi/ASHA, WIP
		M-RIC R D 440	MOMENT RIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	15 kanálů	85/95	90/110	35 000	Mfi/ASHA, WIP
	BTE	M-BTE 312 440	MOMENT BTE 312	15 kanálů	95	95	30 000	WIP
		M-BTE 13 D 440	MOMENT BTE 13, 2.4 GHz	15 kanálů	100	105	31 500	Mfi/ASHA, WIP
M-BTE R D 440		MOMENT BTE nabíjecí, 2.4 GHz	15 kanálů	100	105	33 000	Mfi/ASHA, WIP	

MOMENT 330	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 330	MOMENT kanálové / minikanálové	12 kanálů	85	90	22 750	WIP
		M-XP 330	MOMENT zvukovodové	12 kanálů	85	85	22 750	WIP
	RIC	M-RIC 10 330	MOMENT RIC 10, reproduktorek S/M	12 kanálů	80/85	80/90	24 500	WIP
		M-RIC 312 D 330	MOMENT RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	12 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	25 000	Mfi/ASHA, WIP
		M-RIC R D 330	MOMENT RIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	12 kanálů	85/95	90/110	26 500	Mfi/ASHA, WIP
	BTE	M-BTE 312 330	MOMENT BTE 312	12 kanálů	95	95	22 500	WIP
		M-BTE 13 D 330	MOMENT BTE 13, 2.4 GHz	12 kanálů	100	105	24 000	Mfi/ASHA, WIP
M-BTE R D 330		MOMENT BTE nabíjecí, 2.4 GHz	12 kanálů	100	105	25 000	Mfi/ASHA, WIP	

MOMENT 220	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 220	MOMENT kanálové / minikanálové	10 kanálů	85	90	13 750	BIN, UNI
		M-XP 220	MOMENT zvukovodové	10 kanálů	85	85	13 750	BIN, UNI
	RIC	M-RIC 10 220	MOMENT RIC 10, reproduktorek S/M	10 kanálů	80/85	80/90	15 500	BIN, UNI
		M-RIC 312 D 220	MOMENT RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	10 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	16 000	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		M-RIC R D 220	MOMENT RIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	10 kanálů	85/95	90/110	17 000	Mfi/ASHA, BIN, UNI
	BTE	M-BTE 312 220	MOMENT BTE 312	10 kanálů	95	95	14 200	BIN, UNI
		M-BTE 13 D 220	MOMENT BTE 13, 2.4 GHz	10 kanálů	100	105	15 200	Mfi/ASHA, BIN, UNI
M-BTE R D 220		MOMENT BTE nabíjecí, 2.4 GHz	10 kanálů	100	105	16 000	Mfi/ASHA, BIN, UNI	

MOMENT 110	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 110	MOMENT kanálové / minikanálové	6 kanálů	85	90	10 750	BIN, UNI
		M-XP 110	MOMENT zvukovodové	6 kanálů	85	85	10 750	BIN, UNI
	RIC	M-RIC 10 110	MOMENT RIC 10, reproduktorek S/M	6 kanálů	80/85	80/90	12 000	BIN, UNI
		M-RIC 312 D 110	MOMENT RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	12 500	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		M-RIC R D 110	MOMENT RIC, nabíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	6 kanálů	85/95	90/110	13 500	Mfi/ASHA, BIN, UNI
	BTE	M-BTE 312 110	MOMENT BTE 312	6 kanálů	95	95	11 500	BIN, UNI
		M-BTE 13 D 110	MOMENT BTE 13, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	12 000	Mfi/ASHA, BIN, UNI
M-BTE R D 110		MOMENT BTE nabíjecí, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	12 500	Mfi/ASHA, BIN, UNI	

Poznámka Mfi/ASHA

WIP

BIN

UNI

CIC/CIC-M/XP

Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android

 Zákaznický program pro řady 330/440 (jedno nebo dvě sluchadla), více na www.widex.cz/registrace

 Registrace dvou sluchadel z řad 220/110, více na www.widex.cz/registrace

 Registrace jednoho sluchadla z řad 220/110, více na www.widex.cz/registrace

V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (750 Kč)

Název	Popis příslušenství	Cena 1 ks vč. DPH
-------	---------------------	-------------------

MOMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ	Nabíječka WPC	Nabíječka sluchadel s UV desinfekcí, se sluchadly 440-110 binaurálně, 440-330 monaurálně	1 500
	BTE (WPC 201)	Nabíječka sluchadel s UV desinfekcí, se sluchadly 220-110 monaurálně	2 500
	RIC (WPC 101)	Nabíječka sluchadel s UV desinfekcí, bez sluchadel	4 000
	Nabíječka WPT	Nabíječka sluchadel, se sluchadly 440-110 binaurálně, 440-330 monaurálně	0
	BTE (WPT 202)	Nabíječka sluchadel, se sluchadly 220-110 monaurálně	1 000
	RIC (WPT 102)	Nabíječka sluchadel, bez sluchadel	2 500
	RC-DEX	Dálkový ovladač pro ovládání sluchadla	1 000
	SOUND ASSIST	Víceúčelové bezdrátové zařízení pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	4 400
	TV-PLAY	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	4 200
	COM-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)	3 000
	TV-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku z TV a audio systémů	4 500
	CROS-FA	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely CIC, XP, RIC10 a BTE312	8 000
CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely CIC, XP, RIC10 a BTE312	11 500	

Název, typ sluchadla		Audiogram do (dB)		Cena 1 ks	Poznámka
		500 Hz	4000 Hz		

MAGNIFY 100	CIC/ITE	M-CIC/CIC-M 100	MAGNIFY kanálové / minikanálové	6 kanálů	85	90	9 650	BIN, UNI
		M-XP 100	MAGNIFY zvukovodové	6 kanálů	85	85	9 650	BIN, UNI
RIC	M-RIC 10 100	MAGNIFY RIC 10, reproduktorek S/M	6 kanálů	80/85	80/90	9 400	BIN, UNI	
	M-RIC 312 D 100	MAGNIFY RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	10 500	Mfi/ASHA, BIN, UNI	
	M-RIC R D 100	MAGNIFY RIC, dobíjecí, 2.4 GHz, reproduktorek V.2 M/P	6 kanálů	85/95	90/110	11 500	Mfi/ASHA, BIN, UNI	
BTE	M-BTE 312 100	MAGNIFY BTE 312	6 kanálů	95	95	8 900	BIN, UNI	
	M-BTE 13 D 100	MAGNIFY BTE 13, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	10 500	Mfi/ASHA, BIN, UNI	
	M-BTE R D 100	MAGNIFY BTE dobíjecí, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	11 000	Mfi/ASHA, BIN, UNI	

Poznámka Mfi/ASHA Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android
 BIN Registrace dvou sluchadel z řady 100, více na www.widex.cz/registrace
 UNI Registrace jednoho sluchadla z řady 100, více na www.widex.cz/registrace
 CIC/ITE modely V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (750 Kč)

MAGNIFY 100	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Nabíječka WPC	Nabíječka sluchadel s UV desinfekcí, se sluchadly 100 binaurálně, 440-330 monaurálně	1 500	
		BTE (WPC 201)	Nabíječka sluchadel s UV desinfekcí, se sluchadly 220-110 monaurálně	2 500	
		RIC (WPC 101)	Nabíječka sluchadel s UV desinfekcí, bez sluchadel	4 000	
		Nabíječka WPT	Nabíječka sluchadel, se sluchadly 440-110 binaurálně, 440-330 monaurálně	0	
		BTE (WPT 202)	Nabíječka sluchadel, se sluchadly 220-110 monaurálně	1 000	
		RIC (WPT 102)	Nabíječka sluchadel, bez sluchadel	2 500	
		RC-DEX	Dálkový ovladač pro ovládání sluchadla	1 000	
		SOUND ASSIST	Vícečelové bezdrátové zařízení pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	4 400	
		TV-PLAY	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	4 200	
		COM-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)	3 000	
		TV-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku z TV a audio systémů	4 500	
		CROS-FA	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely CIC, XP, RIC10 a BTE312	8 000	
		CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely CIC, XP, RIC10 a BTE312	11 500	

EVOKE 50	CIC/ITE	E-CIC/CIC-M 50	EVOKE kanálové / minikanálové	4 kanály	85	90	7 750	BIN, UNI	
		E-XP 50	EVOKE zvukovodové	4 kanály	85	85	7 750	BIN, UNI	
		RIC	E-FS 50	EVOKE FUSION, reproduktorek S/M/P/HP	4 kanály	80/85/95/100	80/90/110/115	8 000	BIN, UNI
			E-F2 50	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	4 kanály	80/85/95/100	80/90/110/115	8 000	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		BTE	E-BTE 13 D 50	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	4 kanály	100	105	8 000	Mfi/ASHA, BIN, UNI
			E-FM 50	EVOKE FASHION MINI	4 kanály	95	95	7 000	BIN, UNI
			E-FA 50	EVOKE FASHION	4 kanály	95	95	7 000	BIN, UNI
			E-FP 50	EVOKE FASHION POWER	4 kanály	105	105	7 000	BIN, UNI

EVOKE 30	BTE	E-XP 30	EVOKE zvukovodové	4 kanály	85	85	6 700	BIN, UNI
		E-FM 30	EVOKE FASHION MINI	4 kanály	95	95	5 950	BIN, UNI
		E-FA 30	EVOKE FASHION	4 kanály	95	95	5 950	BIN, UNI
		E-FP 30	EVOKE FASHION POWER	4 kanály	105	105	5 950	BIN, UNI

Poznámka Mfi/ASHA Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android
 BIN Registrace dvou sluchadel z řad 50/30, více na <https://www.widex.cz/registrace>
 UNI Registrace jednoho sluchadla z řad 50/30, více na www.widex.cz/registrace
 CIC/ITE modely V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (750 Kč)

EVOKE 50/30	PŘÍSLUŠENSTVÍ	RC-DEX	Dálkový ovladač pro ovládání sluchadla	1 000	
		COM-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)	3 000	pouze E50
		TV-PLAY	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	4 200	pouze E50
		TV-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku z TV a audio systémů	4 500	
		CROS-FA	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely CIC, XP, RIC10 a BTE312	8 000	pouze E50
		CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely CIC, XP, RIC10 a BTE312	11 500	pouze E50

MENU SP

Název, typ sluchadla		Audiogram do			
		500 Hz	2000 Hz		

MENU	BTE	ME3-SP	MENU závěsné super power	3 kanály	120	120	6 400	
		ME5-SP	MENU závěsné super power	5 kanálů	120	120	7 800	
		ME10 Pro-SP	MENU závěsné super power	10 kanálů	120	120	12 000	

		Název, typ sluchadla		Audiogram do (dB)		Cena 1 ks	Poznámka	
				500 Hz	4000 Hz			
EVOKE 440	CIC/ITE	E-CIC/CIC-M 440	EVOKE kanálové / minikanálové	15 kanálů	85	90	27 750	WIP
		E-XP 440	EVOKE zvukovodové	15 kanálů	85	85	27 750	WIP
	RIC	E-PA 440	EVOKE PASSION, reproduktorek S/M	15 kanálů	80/85	80/90	28 500	WIP
		E-RIC 10 440	EVOKE RIC 10, reproduktorek S/M	15 kanálů	80/85	80/90	28 500	WIP
		E-FS 440	EVOKE FUSION, reproduktorek S/M/P/HP	15 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	28 500	WIP
		E-F2 440	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	15 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	29 500	Mfi/ASHA, WIP
		E-RIC 312 D 440	EVOKE RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	15 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	30 000	Mfi/ASHA, WIP
	BTE	E-BTE 13 D 440	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	15 kanálů	100	105	30 000	Mfi/ASHA, WIP
		E-FM 440	EVOKE FASHION MINI	15 kanálů	95	95	28 500	WIP
		E-FA 440	EVOKE FASHION	15 kanálů	95	95	28 500	WIP
E-FP 440		EVOKE FASHION POWER	15 kanálů	105	105	28 500	WIP	

EVOKE 330	CIC/ITE	E-CIC/CIC-M 330	EVOKE kanálové / minikanálové	12 kanálů	85	90	20 750	WIP
		E-XP 330	EVOKE zvukovodové	12 kanálů	85	85	20 750	WIP
	RIC	E-PA 330	EVOKE PASSION, reproduktorek S/M	12 kanálů	80/85	80/90	21 500	WIP
		E-RIC 10 330	EVOKE RIC 10, reproduktorek S/M	12 kanálů	80/85	80/90	21 500	WIP
		E-FS 330	EVOKE FUSION, reproduktorek S/M/P/HP	12 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	21 500	WIP
		E-F2 330	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	12 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	22 500	Mfi/ASHA, WIP
		E-RIC 312 D 330	EVOKE RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	12 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	23 000	Mfi/ASHA, WIP
	BTE	E-BTE 13 D 330	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	12 kanálů	100	105	23 000	Mfi/ASHA, WIP
		E-FM 330	EVOKE FASHION MINI	12 kanálů	95	95	21 500	WIP
		E-FA 330	EVOKE FASHION	12 kanálů	95	95	21 500	WIP
E-FP 330		EVOKE FASHION POWER	12 kanálů	105	105	21 500	WIP	

EVOKE 220	CIC/ITE	E-CIC/CIC-M 220	EVOKE kanálové / minikanálové	10 kanálů	85	90	12 750	BIN, UNI
		E-XP 220	EVOKE zvukovodové	10 kanálů	85	85	12 750	BIN, UNI
	RIC	E-PA 220	EVOKE PASSION, reproduktorek S/M	10 kanálů	80/85	80/90	13 500	BIN, UNI
		E-RIC 10 220	EVOKE RIC 10, reproduktorek S/M	10 kanálů	80/85	80/90	13 500	BIN, UNI
		E-FS 220	EVOKE FUSION, reproduktorek S/M/P/HP	10 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	13 500	BIN, UNI
		E-F2 220	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	10 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	14 500	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		E-RIC 312 D 220	EVOKE RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	10 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	14 500	Mfi/ASHA, BIN, UNI
	BTE	E-BTE 13 D 220	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	10 kanálů	100	105	14 500	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		E-FM 220	EVOKE FASHION MINI	10 kanálů	95	95	13 500	BIN, UNI
		E-FA 220	EVOKE FASHION	10 kanálů	95	95	13 500	BIN, UNI
E-FP 220		EVOKE FASHION POWER	10 kanálů	105	105	13 500	BIN, UNI	

EVOKE 110	CIC/ITE	E-CIC/CIC-M 110	EVOKE kanálové / minikanálové	6 kanálů	85	90	9 750	BIN, UNI
		E-XP 110	EVOKE zvukovodové	6 kanálů	85	85	9 750	BIN, UNI
	RIC	E-PA 110	EVOKE PASSION, reproduktorek S/M	6 kanálů	80/85	80/90	10 500	BIN, UNI
		E-RIC 10 110	EVOKE RIC 10, reproduktorek S/M	6 kanálů	80/85	80/90	10 500	BIN, UNI
		E-FS 110	EVOKE FUSION, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	10 500	BIN, UNI
		E-F2 110	EVOKE FUSION 2, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	11 500	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		E-RIC 312 D 110	EVOKE RIC 312, 2.4 GHz, reproduktorek S/M/P/HP	6 kanálů	80/85/95/100	80/90/110/115	11 500	Mfi/ASHA, BIN, UNI
	BTE	E-BTE 13 D 110	EVOKE BTE 13, 2.4 GHz	6 kanálů	100	105	11 500	Mfi/ASHA, BIN, UNI
		E-FM 110	EVOKE FASHION MINI	6 kanálů	95	95	11 000	BIN, UNI
		E-FA 110	EVOKE FASHION	6 kanálů	95	95	11 000	BIN, UNI
E-FP 110		EVOKE FASHION POWER	6 kanálů	105	105	11 000	BIN, UNI	

Poznámka: Mfi/ASHA Modely pro přímou konektivitu s mobilními telefony Apple a Android
WIP Zákaznický program pro řady 330/440 (jedno nebo dvě sluchadla), více na www.widex.cz/registrace
BIN Registrace dvou sluchadel z řad 220/110, více na www.widex.cz/registrace
UNI Registrace jednoho sluchadla z řad 220/110, více na www.widex.cz/registrace
CIC/CIC-M/XP V ceně je započítána výroba skořepiny na míru (750 Kč)

Název	Popis příslušenství	
-------	---------------------	--

EVOKE	PŘÍSLUŠENSTVÍ	RC-DEX	Dálkový ovladač pro ovládání sluchadla	1 000
		COM-DEX	Bezdrátová komunikace s telefonem a ovládání sluchadel pomocí aplikace (iOS/Android)	3 000
		TV-PLAY	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku pro modely MOMENT/MAGNIFY s technologií 2.4 GHz (Mfi/ASHA)	4 200
		TV-DEX	Zařízení pro bezdrátový přenos zvuku z TV a audio systémů	4 500
		CROS-FA	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely (neplatí pro F2, RIC 312 D a BTE 13 D)	8 000
		CROS-FS	Vysílač pro řešení jednostranné hluchoty pouze pro modely (neplatí pro F2, RIC 312 D a BTE 13 D)	11 500