

ニュースリリース

## 最高の音質を求めて辿り着いたのはこのカタチ。 1week 充電補聴器 WIDEX SmartRIC™ [スマート RIC] 新登場。

4月23日（火）にワイデックスが新たに発売する充電式補聴器 WIDEX SmartRIC™ [ワイデックス スマートリック] は、累計販売台数 10 万台を達成したワイデックスのフラッグシップ MOMENT [モーメント] シリーズの最新モデル。SmartRIC はワイデックス初のポータブル充電器対応の充電式補聴器で、充電器をフル充電しておけば 1 週間以上の使用が可能。旅行や出張などでもコンセントの場所を気にする必要はありません。また、スリムで独創的な L 字型のフォルムは、快適な装用感・デザイン性だけでなく、よりクリアな聞こえを追求し最高の音質を追い求めつづけるワイデックスが辿り着いた究極のカタチです。



WIDEX SMARTRIC™

▼WIDEX MOMENT SmartRIC™ WEB サイト

<https://www.widex.com/ja-jp/hearing-aids/smartric/>



### ■業界最長クラスの電池寿命 “1 week 充電補聴器”

SmartRIC は業界最長のバッテリー寿命を実現。補聴器本体は 37 時間連続使用が可能で、補聴器とスマートフォンを Bluetooth で接続して音楽や動画視聴などのストリーミングを使用しても 27 時間使用できます。※

SmartRIC 発売に伴い、ワイデックスでは初の専用ポータブル充電器が新登場。大容量バッテリー搭載でフル充電すればなんと 1 週間以上も使用可能な“1 week 充電補聴器”です。こまめなケース充電が不要なので、電源のない場所や旅行・出張も安心してお使いいただけます。また、スタイリッシュなポータブル充電器はポケットに入る手のひらサイズで、持ち運びにも便利です。

※ストリーミング 8 時間使用想定



### ■クリアフォーカスで音声をより自然に、聴き取りやすく

ワイデックスは今回、補聴器自体の形状へアプローチすることで音質の改善に挑戦しました。騒音下での会話の聴き取りをより効果的に行うために、補聴器本体の音を拾う 2 つのマイクの配置を改良。さらにマイクカバー構造を一新することで、風による雑音や髪の毛や指が触れた時のタッチノイズの軽減に成功しました。新製品 SmartRIC は会話の障害となる雑音を抑えることで、より自然でクリアな聞こえを実現。さまざまな環境でより快適に会話を楽しめます。



### ■革新的なデザインでレッドドットデザイン賞を受賞

SmartRIC はその機能性と美しさを兼ね備えたデザインで、世界的に権威のあるデザイン賞であるドイツの「Reddot Design Award」で 2024 年度ヘルスケア部門と医療機器・技術部門の 2 部門で受賞しました。SmartRIC は機能を追求し、よりスリムでコンパクトになりました。何もつけていないかのような軽い装着感とスタイリッシュなカラーと質感は着けている人の気分も明るくしてくれます。会話の聴き取りのために改良したマイクの配置と L 字型のシェイプが画期的デザインと高い評価を受けました。



## reddot winner 2024

ワイデックスのブランド責任者、クラウディア・シフハウアーの受賞コメント

「ワイデックスのピュアで自然な音質を届ける事を追求し続けた成果です。SmartRIC は 1 対 1 の会話、にぎやかなディナーなど、ユーザーが社会的でさまざまな場面で人生を楽しむことをサポートするためのものです。SmartRIC の革新的デザインが世界中の人々の生活を向上させてくれることを誇りに思います」



WIDEX SMARTRIC™

### ■MOMENT 累計販売台数 10 万台を達成。多くのユーザーが選んだワイデックスの音質。


ワイデックスのフラッグシップシリーズ MOMENT [モーメント] は 2023 年 10 月に累計販売台数 10 万台を達成。日本中、そして世界でたくさんの人たちに選ばれ続けている補聴器です。ワイデックスが行った MOMENT 購入者アンケートでは、MOMENT で補聴器を初めて装用した人の 70%以上が「音質が良い」

と回答。また、MOMENT を購入した人の 70%以上が「家族や友人にすすめたい」と答えています。※さらに世界各国 4000 名に実施したアンケートでは 87%もの MOMENT ユーザーが「ワイデックスをずっと使い続けたい」と答えました。

多くのユーザーから高い評価を受けている MOMENT シリーズに新たに加わったのが最新モデル SmartRIC です。MOMENT の優れた音質・性能を搭載し、さらに独自の L 型シェイプでよりクリアな聞こえを実現。いつでもどこでも持ち運べるポータブル充電器で利便性も向上したワイデックス史上最高峰の補聴器です。

※2023 年ワイデックス調べ

## ワイデックス補聴器を使い続けたいですか？



### ■ 製品概要

WIDEX MOMENT SmartRIC R D (MRR4LD)

#### 【主な仕様】

軽度～高度難聴まで適合

37 時間駆動※のリチウムイオン充電式 ※ストリーミングなしの場合

補聴器の ON-OFF 状態を確認できる LED インジケーター搭載

防塵・防水機能最高クラスの IP68

モバイル端末とのダイレクト通信可能 (2.4GHz)

WIDEX 専用アクセサリ (DEX) との互換性

iOS MFi、Android ASHA 対応

5 色のカラーラインナップ

補聴器本体の充電時間は約 4 時間 (30 分の急速充電で約 8 時間使用可能)

充電器の充電時間は約 4 時間 (USB-C)、Qi ワイヤレスでの充電も可能 (約 6 時間)

フル充電で両耳の補聴器を最大 5 回充電可能

### 【クラス・価格】

WIDEX MOMENT SmartRIC R D (110～440 クラス)

片耳 243,000 円～663,000 円、両耳 373,000 円～1,133,000 円

※価格は専用ポータブル充電器 WPP401 (33,000 円) を含んだ価格です  
(補聴器本体価格は非課税)

▼WIDEX MOMENT SmartRIC™ :

<https://www.widex.com/ja-ip/hearing-aids/smartric/>

▼ワイデックスコーポレートサイト : <https://www.widex.com/ja-jp/>

### 【ワイデックス株式会社について】

ワイデックスは、1956 年に福祉国家として知られるデンマークで設立、補聴器に数々の技術革新を起こし、世界中のユーザーに支持されてきました。

「良い補聴器をつくるためには一切の妥協をしない」という創業者の志を受け継ぎ、独創性に満ちた技術や数々の革新的な製品を世に送り出してきました。そこには、「音を補う」こと以上に、「人生を楽しく、快適にする」ことを追求するワイデックスの開発理念があります。人との会話だけでなく、自然にあふれる音をありのままに再現すること。ワイデックスの補聴器は『MOST NATURAL SOUND (モストナチュラルサウンド)』という理想のもと進化を続け、ワイデックスの代名詞とも言える優れた音質を生み出しています。現在、ワイデックスは世界を代表する補聴器ブランドのひとつに数えられ、世界で 100 を超える国のユーザーに愛用されています。

電話番号 : 03-4236-1969 (マーケティング部直通)

URL : <https://www.widex.com/ja-ip/>

事業内容 : 補聴器の製造・販売、補聴器および医療機器の輸入販売

### 【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名 : ワイデックス株式会社

TEL : 0120-332-604

E-mail : end-usercare.jp@widexsound.com