



DE PERFECTIE VAN NATUURLIJK GELUID

WIDEX MOMENT SHEER™

**WIDEX**

SOUND LIKE NO OTHER



# DE PERFECTIE VAN NATUURLIJK GELUID

Als het gaat om het gehoor is perfectie iets dat je niet meet maar dat je voelt. Het is niet de som van onze technische innovaties, lanceringen of producteigenschappen en het is meer dan alleen begrip van de manier waarop trillingen zich door de lucht verplaatsen.

We kunnen de perfectie alleen benaderen als we personen met gehoorverlies zich meer verbonden en betrokken kunnen laten voelen bij de wereld om hen heen – Als we ertoe bijdragen dat zij vergeten dat ze een hoortoestel dragen.

Vandaag nodigen we u uit de volgende stap op weg naar perfectie te zetten met de nieuwe en verbeterde Widex Moment Sheer™. Met nieuwe, akoestisch superieure oortips met nieuwe aanpasadviezen, een veelzijdigere AI-personalisatie, nieuwe Widex SoundRelax™ tonen en een elegant nieuw ontwerp – allemaal ontwikkeld om audiciens te helpen hun klanten een levendigere en betekenisvollere invulling te geven aan hun horende leven.

95% VAN DE  
GEBRUIKERS  
ERVAART  
PURESOUND  
ALS 'NATUURLIJK'



# VOOR MIJ IS DE PERFECTIE VAN NATUURLIJK GELUID HET GEVOEL DAT IK WEER VOL IN HET LEVEN STA

We weten dat de eerste ervaring met een hoortoestel sterk bepalend is voor de richting van de reis naar beter horen. Door een negatieve ervaring kan een gebruiker zich gaan afvragen of het überhaupt wel een goed idee was om een hoortoestel te proberen. Een goede ervaring kan ze echter een sterker gevoel van verbondenheid met hun leven geven dan ze in jaren hebben ervaren.

Wij geloven dat het mogelijk is om gebruikers een geluid te bieden dat zo natuurlijk klinkt dat ze vanaf het eerste moment al versted staan. Hoe? Met Widex PureSound™.

## **Waarom klinkt PureSound zo natuurlijk?**

Onze gebruikers zeggen dat één van de redenen waarom PureSound zo natuurlijk klinkt, is dat de ruimte om hen heen voelt zoals het hoort, met een rijk en open geluid. Deze ervaring komt ook naar voren in de enquêtegegevens: 95% van de dragers geeft aan dat ze met PureSound het gevoel hebben dat elk geluid precies op de plek zit waar ze het verwachten.

In nieuw wetenschappelijk onderzoek hebben we aangetoond dat deze ervaring kan worden toegeschreven aan het feit dat PureSound een betere akoestische weergave biedt dan hoortoestellen met standaardvertraging. Dit draagt bij aan de natuurlijke ervaring van omgevingsgeluiden en stelt de gebruiker in staat de geluiden nauwkeuriger te plaatsen.



## HOE WERKT PURESOUND?

Widex Moment Sheer heeft twee geluidspaden die voor een ongeëvenaarde helderheid zorgen.

### **PureSound voor matig tot gemiddeld gehoorverlies...**

Maakt een einde aan het slechte, kunstmatige geluid dat zo gebruikelijk is bij open en gevente aanpassingen dankzij een tweede bewerkingskanaal: het **ZeroDelay™** geluidspad. **ZeroDelay** biedt de snelste geluidsverwerking die mogelijk is in digitale hoortoestellen. Dit maakt een einde aan door vertraging veroorzaakte vervorming en resulteert voor de gebruiker in het ongelofelijk natuurlijke geluid dat wij **PureSound** noemen.

Het **PureSound**-kanaal maakt ook gebruik van **TruAcoustics™**, ons verbeterde in situ akoestische evaluatiealgoritme.

### **Het klassieke WIDEX-geluid voor alle gehoorverliezen...**

Een universeel geluid geleverd door onze nieuwste audiologische inzichten met **TruAcoustics**, met een binnen de markt toonaangevende minimale vertraging.

# ZERODELAY - DE MOTOR ACHTER PURESOUND

**Widex PureSound** wordt geleverd via het alternatieve en onafhankelijke, ultrasnelle **ZeroDelay** geluidspad. Deze baanbrekende technologie beperkt de verwerkingsvertraging tussen de microfoon en de telefoon tot minder dan een 0,5 milliseconden en combineert de input van alle cruciale onderdelen in één pure, naadloze geluidsbeleving.

**Widex Moment** - één platform met twee aparte integrale signaalverwerkende kanalen voor een ongeëvenaard geluid.







# NIEUWE OORTIPS VOOR SUPERIEURE AKOESTISCHE STABILITEIT

Iedere reis op weg naar natuurlijker gehoor begint bij het aanpassen. Dat is de reden dat wij er zo aan hechten audiëns de macht en de middelen te bieden die zij nodig hebben om hun klanten optimaal te adviseren.

Met Widex **Moment Sheer™** introduceren wij een nieuwe serie oortips die samenwerken met **TruAcoustics™** voor een betere akoestische stabiliteit. De nieuwe oortips en aanpasadviezen maken het mogelijk een breder scala aan gehoorverliezen aan te passen en bieden audiëns meer flexibiliteit.

Dankzij een focus op comfort, ventilatie-effect, occlusie en feedback management kunt u met deze uitbreiding van ons oortipportfolio alle gehoorverliezen aan, van gesloten tot open aanpassing.

**OPEN ROND** - MAAT: S, M, L



**GEVENTILEERD** - MAAT: XS, S, M, L



**POWER** - MAAT: XS, S, M, L





# NATUURLIJK GELUID BEGINT MET EEN GEÛPGRADE AANPASBELEVING

## **Het is nu makkelijker dan ooit om klanten het beste geluid te bieden**

Dankzij een volledig opnieuw vormgegeven gebruikersinterface en een intuïtievare flow bent u minder tijd kwijt aan het doorlopen van de aanpassoftware en houdt u meer tijd over voor uw klanten. Dankzij onze nieuwe navigator met drie stappen en de continu bijgewerkte visualisaties weet u altijd hoever u in de aanpassings- en fijnregelingsprocessen bent en is in elk stadium duidelijk wat het effect is van uw keuzes en aanbevelingen.



### **Widex PureSound luisterprogramma**

Als Widex PureSound de aanbevolen oplossing is voor het gehoorverlies van uw klant, wordt het Widex PureSound programma automatisch als tweede hoofdprogramma geïnstalleerd, naast het klassieke Universele programma.

### **Eenvoudige toegang tot SoundRelax via onze aanpassoftware**

In Compass GPS hebt u snel toegang tot onze nieuwe en geüpdatete fractale tonen en soundscapes. Later gaan we in een apart hoofdstuk nader in op SoundRelax.



ONZE MEEST ELEGANTE RIC TOT NU TOE  
MET NIEUWE ONTWERPELEMENTEN

# DE PERFECTIE VAN NATUURLIJK GELUID IS EEN HOORTOESTEL DAT ER NET ZO MOOI UITZIET ALS HIJ KLINKT

We geloven dat een echt geweldige hoorbeleving verder gaat dan wat er gehoord wordt. Daarom hebben we met Moment Sheer onze beste productserie in één verfijnde ontwerpfilosofie ondergebracht. Ieder Moment hoortoestel, inclusief oplader en etui en uitgerust met TV Play, beschikt over een premium ontwerp waardoor de esthetische impact niet onderdoet voor de audiologische uitmuntendheid.

De metalen omlijsting, de functionele details en de exclusieve stof - alles bij de Moment Sheer is ontworpen om gebruikers te verleiden ze uit te proberen.



Een volledig opnieuw ontworpen oplader



Onze meest elegante RIC tot nu toe



Prachtig ontworpen etui



Geüpgrade TV Play

## **Geweldig geluid van uw televisie zag er nog nooit zo mooi uit**

Niet alleen beschikt onze geüpgrade Widex TV Play over dezelfde elegante ontwerpaccenten als de rest van de Moment Sheer-serie, ook zijn we een samenwerking aangegaan met het Deense textielmerk Kvadrat voor een ongeëvenaard vleugje elegantie aan een toch al bekroond ontwerp. De stoffen van Kvadrat worden gebruikt in ontelbaar veel kunstwerken van het klassieke Deense design en zijn gebaseerd op duurzame uitgangspunten.

Daarom is het nu mogelijk in stijl te genieten van een hoogwaardig geluid, rechtstreeks gestreamd van uw televisie naar uw hoortoestellen.

# DE PERFECTIE VAN NATUURLIJK GELUID IS HET GEVOEL DAT IK DE CONTROLE HEB

**MySound, onze krachtige en intuïtieve personalisatie op basis van AI**, is gebaseerd op de filosofie dat goede technologie niets te betekenen heeft zonder de waardevolle input van de gebruiker. En hoe uitgebreider hun input, hoe gedetailleerder de inzichten waarmee de audiciens kan werken.

## Hoe werkt MySound?

MySound bestaat uit twee verschillende op AI gebaseerde methoden voor geluidspersonalisatie en is toegankelijk via de Moment app op de smartphone van de gebruiker.

## Speciaal voor u

Deze automatische aanbeveling maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de geluidsvoorkeuren van gebruikers wereldwijd samen te voegen en te verwerken tot geoptimaliseerde aanbevelingen voor de gebruiker... en wel onmiddellijk.

## Maak uw eigen geluid

Het AI-systeem helpt individuele gebruikers aan een beter geluid door middel van een aantal A/B vergelijkingen. Op deze wijze kan de gebruiker het geluid exact aanpassen op zijn/haar voorkeuren waarbij de compressieparameter vanaf het begin beschikbaar is.

Deze beide krachtige oplossingen zijn voor gebruikers beschikbaar via het intuïtieve MySound gedeelte van de app.



# VOLLEDIGE CONTROLE VIA ZOWEL IOS ALS ANDROID

De intuïtieve en eenvoudige Moment smartphone app voor zowel iOS als Android geeft u de controle over een breed scala aan functies en instellingen voor uw hoortoestellen. Naast de vele andere functies geeft de app toegang tot de even krachtige als gebruiksvriendelijke geluidspersonalisatie van MySound en tips en advies over het gebruik van uw hoortoestellen met My Guide.

## Gemaakt voor de wereld van het streamen

De BT 2,4 GHz-radio chip van Moment maakt hoogwaardig streamen direct vanaf iOS en compatibele Android apparaten en vanaf TV Play mogelijk.

De Widex Moment-app werkt met de volgende Widex Moment-modellen: sRIC R D (MRR4D), mRIC R D (MRR2D), RIC 312 D (MRB2D), BTE R D (MBR3D) en BTE 13 D (MBB3D).

## Widex My Guide - Zo haalt u het meeste uit Moment

- Maak kennis met My Guide.
- Een gedeelte van de Moment App waarin gebruikers advies krijgen in de vorm van stapsgewijze instructies.
- Video's geven gebruikers allerlei tips van het inschakelen van hun hoortoestellen tot het personaliseren van geluid met MySound.

Ook is er een serie korte cursussen beschikbaar om gebruikers te helpen wennen aan het dagelijks leven met hun hoortoestellen.





## DE PERFECTIE VAN NATUURLIJK GELUID IS HET GEVOEL VAN INNERLIJKE RUST

Omdat we ons steeds bewuster worden van de gevolgen van stress op onze geest en ons lichaam is het vinden van nieuwe en innovatieve manieren om te ontspannen nog nooit zo belangrijk geweest. Dat is de reden dat we met Moment Sheer ons aanbod aan fractale geluidsstimulatie hebben uitgebreid met Widex SoundRelax, een fantastisch nieuw palet van fractale geluiden ontwikkeld om de geest te ontspannen en het concentratievermogen te verhogen. Daarnaast bieden we audiëns de mogelijkheid SoundRelax te combineren met PureSound voor de best mogelijke geluidskwaliteit voor alle gehoorverliezen.



## Wat is een fractal?

De term 'fractal' werd in 1975 voor het eerst gebruikt door de wiskundige Benoît Mandelbrot en verwijst naar geometrische vormen die naarmate de kijker in-zoomt steeds grotere hoeveelheden details bevatten. In de natuur zijn soortgelijke vormen te vinden, bijvoorbeeld rivierafsplittingsen, kustlijnen, bergruggen, bladnerven en wolken. Toegepast op geluid produceren deze wiskundige patronen tot in het oneindige continu veranderende tonen.

Widex SoundRelax is de volgende stap in onze unieke fractal-benadering, waarbij we ons aanbod aan ontspannend geluid uitbreiden met zachte tonen, gemoduleerde natuurgeluiden en combinaties van tonen en natuurgeluiden op maat aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker.



Beoordeling door luisteraars van hun favorieten onder de nieuwe SoundRelax geluiden. De diamanten tonen de gemiddelde beoordeling met daarbij +/- 1 standaarddeviatie.



# BESCHIKBARE ACCESSOIRES VOOR WIDEX MOMENT-HOORTOESTELLEN

## CHARGE N CLEAN

- 4 uur laden voor een volle dag gebruik – 30 minuten opladen voor 4 uur hoortoestel gebruik
- UV-C LED behandeling verwijdert tot 99,99% van alle bacteriën, gisten en virussen
- Temperatuurstabilisatie voor optimale batterijprestaties.
- Actieve en gecontroleerde droogfunctie.



## STANDAARD OPLADER

(sRIC R D, mRIC R D, BTE R D)

Afhankelijk van het oplaadbare Moment hoortoestel dat uw klant gebruikt is er een standaard oplader beschikbaar.

- 4 uur laden voor een volle dag gebruik
- 30 minuten opladen voor 4 uur gebruik
- Slank en licht
- LED-indicatielampjes om de laadstatus aan te geven.



## PERFECTDRY LUX

Houd de hoortoestellen van uw klanten droog met Widex PerfectDry Lux. Met een droogperiode van slechts 45 minuten kunnen ze de hoortoestellen vochtvrij houden. Het apparaat is bovendien voorzien van 360° UV-licht.



# COMPLETE CONNECTIVITEIT

Met Widex Moment blijft connectiviteit niet beperkt tot onze apps. Ons assortiment DEX accessoires houdt gebruikers verbonden met een wereld van geluid.

## RC-DEX

- Programmaschakelaar
- Volumeregelaar
- Bevestiging aan sleutelring
- Gemiddelde gebruiksduur batterij 12 maanden
- Vergrendelingsschakelaar



## DE NIEUWE, STIJLVOLLE WIDEX TV PLAY VOOR VLOT STREAMEN



Alle Widex Moment hoortoestellen met directe connectiviteit werken perfect samen met **TV Play**.

- Optimale stabiliteit bij streamen
- Een nieuwe, stijlvolle uitstraling met exclusief Kvadrat-textielmateriaal en metalen rand
- Intuïtief installeren en naadloos koppelen

## TV-DEX

- Audio van hoge kwaliteit
- Zeer kleine vertraging Echo-Free™
- Ingangen voor tv- en hi-fi-systemen
- Functie Room Off
- 10 uur non-stop gebruik
- Op te laden via het tv-basisstation



## FM+DEX

- Een flexibel apparaat voor FM-streaming, line-in en luisterspoel
- Klein en eenvoudig in gebruik
- Antennebereik tot 30 meter
- Batterijcapaciteit van 10 uur



## COM-DEX

- Volledig handsfree communicatie
- Compatibel met de meeste mobiele telefoons
- Streamt audio vanaf de meeste Bluetooth® apparaten
- Verkrijgbaar in drie stijlvolle kleuren
- 8 uur streamingtijd
- 8 dagen stand-by/bedieningstijd\*
- Nekkoord van comfortabele stof
- Bediening van uw hoortoestellen via de COM-DEX-app

\*12 uur per dag









# DE WIDEX MOMENT-SERIE

## WIDEX MOMENT SHEER







MODEL	sRIC R D		mRIC R D		RIC 10	
STIJLTYPE	RIC		RIC		RIC	
LUIDSPREKER	V.2 M-telefoonkje	V.2 P-telefoonkje	V.2 M-telefoonkje	V.2 P-telefoonkje	S-telefoonkje	M-telefoonkje
Open-fit-optie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Type batterij	-	-	-	-	10	10
Gebruiksduur batterij	16-20 uur	16-20 uur	16-20 uur	16-20 uur	100 uur	100 uur
Bescherming tegen stof en water	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68
Oplaadbare oplossing	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	-	-
<b>BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN</b>						
Volumeregeling	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via DEX of app	via DEX of app
Voorkeursregelaar	Ja	Ja	Ja	Ja	via DEX of app	via DEX of app
Programma wisselen	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via DEX of app	via DEX of app
Luisterspoel	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX
<b>ACCESSOIRES</b>						
Compatibel met DEX-accessoire*	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
Afstandsbediening (optioneel)	via DEX en/of Moment App	via DEX en/of Moment App	via DEX en/of Moment App	via DEX en/of Moment App	via DEX en/of app	via DEX en/of app
TV PLAY	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
CROS	-	-	-	-	Ja	Ja
DAI-compatibel	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>						
Max. versterking/MPO (dB/dB SPL)	69 - 128	71 - 133	69 - 128	71 - 133	63 - 118	69 - 124
Bandbreedte (Hz)	100 - 10000	100 - 8050	100 - 10000	100 - 8050	100 - 10000	100 - 10000
Aanpasbereik (dB)	0 - 90	20 - 110	0 - 90	20 - 110	0 - 80	0 - 90

\* TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+DEX



**RIC 312 D****RIC/RITE**

S-telefoonhoorn	M-telefoonhoorn	P-telefoonhoorn	HP-telefoonhoorn
Ja	Ja	-	-
312	312	312	312
165 uur	165 uur	160 uur	155 uur
IP-68	IP-68	IP-68	IP-68
-	-	-	-
via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App
Ja	Ja	Ja	Ja
via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App
Ja	Ja	Ja	Ja
Alle	Alle	Alle	Alle
via DEX en/of Moment App	via DEX en/of Moment App	via DEX en/of Moment App	via DEX en/of Moment App
Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-
via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX
62 - 118	69 - 124	70 - 132	84 - 138
100 - 10000	100 - 10000	100 - 6750	100 - 7300
0 - 80	0 - 90	20 - 110	50 - 115

**BTE R D****BTE 13 D****BTE 312****MODEL****STIJLTYPE****LUIDSPREKER**

Optie open aanpassing (BTE/RIC)

Type slangetje

Type batterij

Gebruiksduur batterij

Bescherming tegen stof en water

Oplaadbare oplossing

**BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN**Volumeregeling<sup>5</sup>Voorkeursregelaar<sup>5</sup>Programma wisselen<sup>5</sup>

Luisterspoel

**ACCESSOIRES**Compatibel met DEX-accessoires<sup>1</sup>Afstandsbediening<sup>5</sup> (optioneel)

TV PLAY

CROS<sup>2</sup>

DAI-compatibel

**TECHNISCHE GEGEVENS**Max. versterking/MPO (dB/dB SPL)<sup>3</sup>Bandbreedte<sup>4</sup> (Hz)

Aanpasbereik (dB)

**BTE**

Ja

V.2 Dun/Klassiek

-

24-30 uur

IP-68

Li-ion

via knop, DEX of App

Ja - met LED

via knop, DEX of MOMENT APP

Ja

Alle

via DEX en/of MOMENT App

Ja

-

-

via FM+DEX

66-139\*

10-7900\*

0-105

**BTE**

Ja

V.2 Dun/Klassiek

13

235 uur

IP-68

-

via knop, DEX of App

Ja

via knop, DEX of Moment APP

Ja

Alle

via DEX en/of Moment App

Ja

-

-

via FM+DEX

64-135

100-8450

0-105

**MICRO BTE**

Ja

Dun/Klassiek

312

155 uur

IP-68

-

via knop, DEX of App

Ja

via knop, DEX of APP

via FM+DEX

Alle

via DEX en/of APP

-

Ja

-

via FM+DEX

64-135

100-8450






0-95

<sup>1</sup> COM-DEX, RC-DEX, TV-DEX, FM+DEX, <sup>2</sup> Is een CROS-FS en CROS-FA. <sup>3</sup> IEC 60118-0 Piekwaarden, <sup>4</sup> Overeenkomstig 60118.0:1983, <sup>5</sup> App = Tonelink App, \* Data kan zonder nadere berichtgeving gewijzigd worden



MODEL	XP	IM	IP	CIC	CIC-M
<b>STIJLTYPE</b>	ITE/ITC	ITE/ITC	ITE/ITC	CIC	CIC MICRO
<b>LUIDSPREKER</b>					
Open-fit-optie	-	-	-	-	-
Type batterij	312	312	312	10	10
Gebruiksduur batterij	150 uur	160 uur	135 uur	105 uur	110 uur
Bescherming tegen stof en water	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68
Oplaadbare oplossing	-	-	-	-	-
<b>BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN</b>					
Volumeregeling	via DEX of app	via DEX, knop of app	via DEX, knop of app	via DEX of app	via App
Voorkeursregelaar	via DEX of app	via DEX, knop of app	via DEX, knop of app	via DEX of app	via App
Programma wisselen	via DEX of app	via DEX, knop of app	via DEX, knop of app	via DEX of app	via App
Luisterspoel	Ja	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	
<b>ACCESSOIRES</b>					
Compatibel met DEX-accessoire*	Alle	Alle	Alle	Alle	-
Afstandsbediening (optioneel)	via DEX en/of app	via DEX en/of app	via DEX en/of app	via DEX en/of app	via App
TV PLAY	-	-	-	-	-
CROS	Ja	Ja	Ja	Ja	-
DAI-compatibel	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	-
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>					
Max. versterking/MPO (dB/dB SPL)	67 - 128	63 - 123	68 - 127	63 - 124	63-124
Bandbreedte (Hz)	100 - 9800	100 - 10000	100 - 10000	100 - 9700	100-10.000
Aanpasbereik (dB)	0 - 85	Tot 90	Tot 90	Tot 90	tot 90


\* TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+DEX



## KLEUREN sRIC 13 kleuren



## ITE-modellen (in-het-oor) - 3 kleuren



De CIC-M met een rode en blauwe schaal

NEW COLOURS!  
BASED ON A GLOBAL USER  
HAIR COLOUR STUDY

PRESTATIENIVEAU/ VOORDEEL	SOCIAAL	MUZIEK		RUSTIG		PARTY		VERVOER		STAD	
		-	Klassiek of modern	-	met spraak	-	met spraak	-	met spraak	-	met spraak
Widex Moment 440											
Widex Moment 330											
Widex Moment 220											
Widex Moment 110											

## WAAROM WIDEX **MOMENT** DE JUISTE KEUZE IS VOOR UW KLANTEN

Voor de beste hoorbeleving is Widex Moment voorzien van exclusieve Sound Class-technologie die het hoortoestel automatisch aanpast aan de specifieke luisterbehoeften van uw klant. Widex Moment biedt in elke situatie optimale helderheid, ongekend comfort en de beste hoorbaarheid zonder dat u knopjes hoeft in te drukken.

PRESTATIENIVEAU/ VOORDEEL	<b>Spraak beter verstaan</b> Hoor geaccentueerde spraak en minder ruis uit de omgeving	<b>Minder windruis</b> Hoor duidelijk, ook als het waait	<b>Natuurlijke geluidsbeleving</b> Kies tussen de bekende Widex Sound of de nieuwe Widex PureSound	<b>Automatische geluids-aanpassing</b> Het hoortoestel hoeft niet in elke situatie te worden afgesteld	<b>Rechtstreeks streamen via Bluetooth®</b> Stream geluid rechtstreeks vanaf Apple- of Android-apparaten	<b>Makkelijk te bedienen</b> Een intuïtieve app en kunstmatige intelligentie resulteren in het beste geluid	<b>Widex Remote Care™</b> Maakt aanpassing en verfijning op elke door de klant gewenste locatie mogelijk	<b>Praktijk-inzichten</b> Faciliteert inzicht door toegang te bieden tot de persoonlijke programma's van klanten
Widex Moment 440	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
Widex Moment 330	● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
Widex Moment 220	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	JA	JA	JA	JA
Widex Moment 110	● ●	● ● ●	● ●	● ●	JA*	JA*	JA	JA

\* Zonder MySound™



SOUND LIKE NO OTHER



Widex is een geregistreerd handelsmerk van WIDEX A/S.  
Drukwerk door Rosendahls a/s. 2022-08. 9 502 5332 001 #04

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstverleningsmerk van Apple Inc.  
Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.  
Wijzigingen voorbehouden zonder nadere kennisgeving.

[WWW.WIDEX.PRO](http://WWW.WIDEX.PRO)

