



NYE VINKLER PÅ  
NATURLIG HØRELSE

WIDEX SMARTRIC™

**WIDEX**

SOUND LIKE NO OTHER

## OPLEV DE STEMME OG LYDE, DU ØNSKER AT HØRE

Med den nye Widex SmartRIC™ afslører vi nye vinkler på naturlig hørelse.

Udviklet i et banebrydende L-formet design, placerer Widex SmartRIC mikrofonerne i en forbedret vinkel. Denne innovative placering forbedrer høreapparatets evne til at afstemme sig med dit primære fokus, ved at følge retningen af din opmærksomhed.

Opdag hvordan funktionerne i den nye SmartRIC vil hjælpe dig med at nyde et aktivt liv. Et liv hvor du føler dig mere forbundet, og kan fokusere på de stemmer og lyde, du ønsker at høre.

## HØRELSE, SOM DU HUSKER DEN

Det revolutionerende Widex SmartRIC leverer den rene og mest naturlige lyd nogensinde.

Lyd, der behandles i et høreapparat, når typisk trommehinden senere end lyd, der høres direkte.

Når disse to ikke-synkroniserede signaler blandes, får du en kunstig lyd. Men med Widex SmartRIC kan du nu høre hvert øjeblik, som du plejede at kunne.

### **Naturlig lyd, når den er bedst**

Vi bad rigtige høreapparatbrugere om at anvende Widex SmartRIC i deres hverdag og fortælle os, hvad de mente om dem. Resultatet var overvældende positivt, hvor 95 %, af brugerne som opfattede lyden som “naturlig” og “tydelig”



MIKROFONERNE  
ER PLACERET I EN  
FORBEDRET VINKEL  
FOR AT HJÆLPE DIG  
MED AT NYDE FLERE  
AF LIVETS LYDE

“Det fantastiske ved dette produkt er den måde, det kombinerer flot design med fantastisk lyd. Det ser smart ud, ikke bare for at se smart ud, men også for smart audiologi. Og med en forbedret placering af mikrofonerne hjælper det brugeren med at fokusere på de vigtigste lyde.”

Anne Mette Jeppesen,  
Senior Audiology Solution Manager, Widex

## KONSTRUERET TIL FORBEDRET FOKUS

Vores banebrydende L-formede design er et vidnesbyrd om vores audiologiske engagement. Ophøjet på øret og konstrueret for forbedrede mikrofonvinkler, dirigerer SmartRIC fokus derhen, hvor det er mest nødvendigt. Det handler om at zoome ind på det, der virkelig betyder noget i ethvert lyd miljø.

Hos Widex tror vi, at naturlig lyd i de fleste situationer er bedre end aggressiv bearbejdning. Dog, i specifikke støjende situationer, hvor du har brug for støtte, bruger vi banebrydende teknologi til at reducere baggrundsstøj, hvilket hjælper dig med at fokusere på det, du ønsker at høre. Den innovative mikrofonplacering af SmartRIC er det næste skridt i udviklingen af, hvordan vi understøtter hørelsen i støjende situationer.





Almindeligt høreapparat



Widex SmartRIC

## HVORFOR ER MIKROFONVINKLEN VIGTIG?

Ved at placere SmartRIC højere oppe på øret bliver vinklen mellem de to mikrofoner tættere på vandret. Dette gør det muligt for høreapparatet at finindstille sig til det, du fokuserer på, hvilket resulterer i klarere og tydeligere fokus på tale i støjende situationer. Denne forbedring er designet til at hjælpe dig med at engagere dig i sociale situationer og leve dit liv mere fuldt ud.



## Vores mest langtidsholdbare genopladelige RIC høreapparat

Med vores nye og forbedret batteriydelse kan du nu nyde vores mest langtidsholdbare genopladelige RIC høreapparat nogensinde, hvilket giver dig forlænget brugstid og mere streamingtid.

## Problemfri opladning for livet på farten

Med den bærbare oplader til SmartRIC kan du nyde problemfri opladning, mobilitet og ro i sindet. Uanset om du tilbringer en weekend med din familie, er på vandretur eller sågar nyder en ferie, giver denne bærbare oplader dig op til fem ekstra opladninger hvilket tillader mere end en uges frihed.

Den bærbare oplader tilbyder...

### En opladning, en hel dag med naturlig hørelse

En 4-timers opladning giver en fuld dag med naturlig lyd, uanset hvor længe du streamer.

### Elegance møder livsstil

Opladerens kompakte størrelse passer ubesværet ned i en taske eller lomme for nem bærbarhed.

### Ingen gætværk, kun sikkerhed

LED-indikatorer giver øjeblikkelig synlighed af opladningsstatus, hvilket giver dig tilliden til, at dine høreapparater er klar, når du har brug for dem.

### Reduceret vind- og berøringsstøj for mere komfort

Nydesignet mikrofonindgange på Widex SmartRIC reducerer effektivt vind og berøringsstøj for at gøre udfordrende situationer mere komfortable.

# WIDEX SMARTRIC, DIN VINKEL TIL AT HØRE LIVET

## WIDEX SMARTRIC HØREAPPARATER

Widex SmartRIC kan hjælpe dig med at engagere dig i verden så naturligt som muligt med bedre direktionalitet, reduceret vind- og berøringsstøj samt forbedret batterilevetid.

Længste batterilevetid for et Widex RIC

37

timer uden streaming

27

timer med 8 timers  
streaming



## BÆRBAR OPLADER

Med en bærbar oplader til SmartRIC vil du nyde problemfri opladning, mobilitet og ro i sindet.

5

fulde høreapparatsopladninger

7

dage med fuldt brug før  
opladning af oplader etui



## WIDEX MOMENT APP

Den intuitive Moment-app til både iOS- og Android-enheder giver dig kontrol over en bred vifte af funktioner. Appen giver adgang til den kraftfulde lydpersonalisering af Min Lyd, direkte streaming af musik, video og opkald samt tips og råd om brugen af dine høreapparater med Min Guide.



# ALLE KOMPATIBLE TILBEHØR

## DEN STILFULDE WIDEX TV PLAY FOR PROBLEMFRI TV-STREAMING\*

(BT\* \*bluetooth kompatible høreapparater)

SmartRIC høreapparaterne\* fungerer i perfekt samspil med TV Play.

- Maksimal streamingstabilitet
- Et skarpt look med eksklusivt tekstilmateriale og metallisk kant
- Nem at installere, nem at parre



## WIDEX SOUND ASSIST

- Batterilevetid: 10 timer (blandet brug)
- Full opladning: 3 timer
- Li-ion batteri
- Micro USB strømforsyning
- Lille størrelse: 43x43x16 mm
- Letvægt: 32 gram



**Widex Sound Assist**, den fleksible løsning til dine høreapparater. Den kan være en bordmikrofon, partnernmikrofon, håndtere håndfrie opkald, streame fra digitale og analoge kilder, være en fjernbetjening til at justere indstillingerne på dit høreapparat, og ikke mindst har den indbygget telespole til hjælp steder med teleslynge.

## WIDEX SOUNDCONNECT




































**Widex SoundConnect** er den lille og nemme plug N play løsning fra Widex til at streame stereo lyd i høj kvalitet fra personlige computere/bærbare computere, direkte til høreapparater.


























































Hvis du allerede har en af Widex DEX-enhederne, kan du fortsætte med at bruge dem med Widex SmartRIC.

# DERFOR ER WIDEX SMARTRIC DET RIGTIGE FOR DIG

For at hjælpe dig med at høre bedst muligt omfatter Widex SmartRIC eksklusiv lydteknologi, der automatisk tilpasser høreapparatet til dine specifikke lyttebehov. Med Widex SmartRIC får du klar lyd, tydelig tale, komfort og ikke mindst hørbarhed i hver enkelt situation – uden at skulle trykke på en eneste knap.

FUNKTIONALITETS- NIVEAU/-FORDEL	SOCIAL		MUSIK		ROLIG		SELSKAB		TRANSPORT		BY	
		-		Klassisk eller moderne		-		-		-		med tale
Widex Moment 440												med tale
Widex Moment 330												
Widex Moment 220												
Widex Moment 110												

FUNKTIONALITETS- NIVEAU/-FORDEL	Forbedret taleforståelighed		Reduktion af vindstøj		Naturlig lydoplevelse		Automatisk lydregulering		Direkte Bluetooth-streaming		Nem betjening		Widex Remote Care		Real-life insights	
																
Widex Moment 440																
Widex Moment 330																
Widex Moment 220																
Widex Moment 110																

\*Omfatter ikke Min Lyd, kun app-betjening





SOUND LIKE NO OTHER

Widex er et registreret varemærke tilhørende WIDEX A/S  
Trykt af Rosendahls a/s 90141-1-W-DK-0224

Bluetooth® ordmærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af WSAUD A/S er under licens.  
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

LÆR MERE PÅ [WIDEX.DK](http://WIDEX.DK)