

Widex Sound Assist



TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Yhteensopiva 2,4 GHz:n kuulokojeiden kanssa
- Parempi puheen ymmärrys
- Etämikrofoni/pöytämikrofoni esim. juhlatilanteissa
- Handsfree-puhelut ja ääni kaikista älypuhelimista
- Äänen suoratoisto kaikista älypuhelimista
- Ääniohjaus
- Kuulokojeen kaukosäädin (ohjelmat ja äänenvoimakkuus)
- Induktiosilmukka
- Integroitu klipsi
- Tyylikäs ja huomaamaton muotoilu

KUVAUS

Sound Assist on monikäyttöinen laite, joka mahdollistaa vakaan yhteyden Bluetooth-yhteensopiviin Widex-kuulokojeisiin.

Etämikrofonina käytettäessä, tai handsfree-puhelun aikana, laite kiinnitetään paitaan siinä olevalla klipsillä. Pöytäkäyttöä varten klipsissä on pienet kumitassut, jotka antavat hyvän pidon. Pakkauksessa on mukana kaulalengki, joten Sound Assist mahdollista ripustaa myös kaulaan induktiosilmukkatilassa tai etämikrofonina.

Upea muotoilu ja malli sekä useita toimintoja yhdessä laitteessa. Pienikokoinen laite huomaamattomaan käyttöön.

TEKNISET TIEDOT

RADIOTIEDOT

Taajuus (alue)	2,40-2,48 GHz
RF-kaistanleveys	1 MHz / 2 MHz
Kanavat	80/40 kanavaa
Modulaatio	GFSK
Säteilylähtöteho	Enintään 4 dBm
Alue	Enintään 10 m näköakseli
Seuraavien standardien/hyväksyntöjen mukainen	EN/IEC 62479 EN/IEC 62368-1 EN 300 328 EN/IEC 301 489-17 EN/IEC 300 422-4 EN/IEC 301 489-1 EN/IEC 60601-1-2 FCC osa 15 C CE-merkintä

ÄÄNITIEDOT

Taajuus (alue)	100 Hz - 7,5 kHz
Sähköliitännät	Bluetooth iOS- ja Android-puhelimet, induktiosilmukka
Suoratoisto	A2DP: Stereo/induktiosilmukka, mikrofoni, puhelut: Mono Stereoisto (paitsi induktiosilmukka, mikrofoni ja puhelut monona)
Latenssi	Mikrofonin kautta: 30 msec

SÄHKÖTIEDOT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Syöttöjännite	5V Micro-USB:n kautta
Virtalähde	Vähintään 2,5 W (500 mA) Micro-USB:n kautta
Virrankulutus	Enintään 170 mW (45 mA) suoratoiston aikana Enintään 0,1 uW (27 nA) nukuttaessa
Toimintalämpötila	0 °C - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 °C - 55 °C
Suhteellinen kosteus	10 % - 95 %

AKKU

Akun tyyppi	Litium-ioni-polymeeri, ladattava: 3,7 V/ 1,0 Wh
Akun kesto	Enintään 10 tuntia erilaista käyttöä
Latausaika	3 tuntia

FYYSISET OMINAISUUDET

Mitat (S/L/K)	43/43/16 mm
Paino	32 g

YLEISKATSAUS

- 1.1 Äänenvoimakkuuspainikkeet (+/-)
- 1.2 Ohjelmapainike
- 1.3 Mikrofonit
- 1.4 Painike
- 1.5 Käytön merkkivalot
- 1.6 Virta-/tilapainike
- 1.7 Akun merkkivalo
- 1.8 Tilan merkkivalo
- 1.9 Micro USB-portti
- 1.10 Integroitu metallikiipsi kiinnittämiseen/pöytätueksi

