



ЗВУК, ЦО НАДИХАЄ

WIDEX MOMENT™

**WIDEX**

SOUND LIKE NO OTHER


## ПРИРОДНИЙ ЗВУК

Досі навіть чудовий слуховий апарат звучав, як слуховий апарат. Революційний Widex Moment змінює правила, створивши найчистіший природний звук за всю історію. Новий алгоритм налаштування TruAcoustics забезпечує найточніші індивідуальні параметри пристрою, відповідно до слухових характеристик. А працює він в 10 разів швидше, ніж попередній.

Зазвичай звук, що обробляється в слуховому апараті, досягає барабанної перетинки пізніше, ніж звук почутий безпосередньо вухом. І коли ці два «не синхронізованих» сигнали змішуються, з'являється «штучний» звук. Але тепер із технологією ZeroDelay™ в Widex Moment кожний момент життя звучить природньо.

## НАЙКРАЩИЙ ЧИСТИЙ ЗВУК

За відгуками реальних користувачів слухових апаратів, що застосовують Widex Moment у повсякденному житті, оцінка слухових апаратів надзвичайно позитивна: 95% сприймають цей звук як «природний» і «чистий».

A woman with dark hair, wearing a black top, is shown in profile, adjusting her hearing aid. Her hands are near her ear, and she is looking slightly downwards. The background is a soft, neutral-toned wall.

Іда Рієгелс (Ida Riegels) – посол Widex, віолончелістка, переможець конкурсів, композитор.



## СТРІМІНГ 3 iOS TA ANDROID

Покращено можливості з'єднання Widex Moment зі смартфонами, щоби транслювати телефонні дзвінки та музику з iOS, сумісних з Android пристроїв та WIDEX DEX аксесуарів. Отже, тепер ви готові до всіх сучасних цифрових розваг у найвищій якості, які може запропонувати світ.



# ЗРОБЛЕНО НАДІЙНО

Оскільки зменшення корозії означає більшу довговічність, Widex Moment розроблено з максимальною вологостійкістю і тривалим терміном служби.

Щоби протистояти волозі, запропоновано вдосконалене водостійке нано-покриття, до того ж проникненню вологи перешкоджає відсутність батарейного відсіку.

## ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ «CHARGE N CLEAN»

Дозволяє не тільки заряджати слухові апарати, що перезаряджаються, а й проводить чистку слухового апарату за допомогою ультрафіолетових променів.



Представлено флагманський непомітний слуховий апарат mRIC R D – найменший на ринку RIC-апарат, що перезаряджається.

Він має всю необхідну потужність для різних ступенів порушень слуху. Відсутня проблема із батарейками завдяки використанню тонкого, простого зарядного пристрою, що відповідає стилю сучасного життя.

## СТАНДАРТНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ


Компактний та простий у використанні стандартний зарядний пристрій Widex для слухових апаратів Widex, що перезаряджаються.



# КОНТРОЛЬ СЛУХУ ЛЕГКИМ ДОТИКОМ



З Widex Moment можна повністю контролювати свій слуховий апарат, використовуючи додаток Widex Moment на смартфоні Apple чи Android\*. Слух ще ніколи не було так просто і так точно налаштовувати. Ви отримуєте саме той звук, якому надаєте перевагу, і саме в ті моменти, що є важливими.



Додаток WIDEX **MOMENT**

Ретельне тестування підтвердило простоту та інтуїтивну зрозумілість мобільного додатку, а «режим темного екрану» забезпечує непомітність.

\* Додаток Widex Moment працює з наступними моделями слухових апаратів: mRIC R D (MRR2D), RIC 312 D (MRB2D), BTE R D (MBR3D) та BTE 13 D (MBB3D). Додаток Widex ToneLink використовується з іншими моделями для контролю їх ключових функцій.



Додаток WIDEX **TONELINK**

# ПОВНИЙ КОНТРОЛЬ ЧЕРЕЗ IOS ТА ANDROID

Інтуїтивно зрозумілий та простий у використанні мобільний додаток Moment, для смартфонів iOS та Android, надає контроль за широким колом функцій та налаштувань слухових апаратів. Серед іншого, за допомогою опції «Мій звук», додаток дозволяє самостійно налаштовувати індивідуальні програми, а разом з «Мій посібник» надає корисну інформацію та поради щодо користування.

## WIDEX MY GUIDE («МІЙ ПОСІБНИК») – ВАШ ПУТІВНИК, ЩОБ ОТРИМАТИ МАКСИМУМ ВІД MOMENT

Представляємо «Мій посібник». Це розділ мобільного додатку Moment, що надає поради у вигляді покрокових інструкцій та відео: від включення слухових апаратів до персоналізації звуку за допомогою «Мій звук».

Також існує низка коротких курсів, розроблених щоб призвичаїтись до слухових апаратів в повсякденному житті.

## WIDEX MY SOUND («МІЙ ЗВУК») – ЛЕГКА ДОПОМОГА ДЛЯ БІЛЬШОЇ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ЗВУКУ

За допомогою опції «Мій звук» слуховий апарат може надавати доступ до досвіду прослуховування тисяч реальних користувачів в складних звукових ситуаціях.

«Мій звук» поєднує в собі справжній людський досвід з надзвичайно потужним Штучним Інтелектом (ШІ) і спрямовує його в простий і легкий у використанні додаток для смартфонів, де є два способи отримання кращого звуку:

### Створено для вас – миттєві рекомендації

Виберіть найбільш відповідну діяльність та слухове оточення і ШІ миттєво надасть рекомендований звуковий профіль на основі досвіду тисяч інших користувачів, які вибрали його в подібній ситуації.

### Створіть власну програму для отримання більш індивідуального звуку

Для отримання більшого контролю, створіть свою власну програму, де ШІ буде генерувати індивідуальний звук через серію простих звукових порівнянь.

Кожного разу, коли хтось використовує «Створіть власну», їх уподобання обробляє ШІ в хмарі. Це оновлює та автоматично вдосконалює програму «Створено для вас», і ці рекомендації миттєво стають доступними всім користувачам.

# ОТРИМАЙТЕ БІЛЬШЕ ВІД WIDEX **MOMENT**

**Бездротові аксесуари – підключення,  
контроль і спілкування**

Аксесуари DEX допомагають легко підключитися до аудіообладнання, пультів дистанційного керування, телевізора та мобільних телефонів. Зверніться до свого фахівця з налаштування слухових апаратів для більш детальної інформації.



**COM-DEX**  
Для hands-free  
стрімінгу



**RC-DEX**  
Пульт дистанційного  
керування



**WIDEX TV PLAY**  
Швидкий та стабільний  
стрімінг з телевізора



red dot award 2018  
winner

# WIDEX **MOMENT** МОДЕЛІ ТА СТИЛІ

Widex Moment доступний у трьох RIC моделях, трьох заушних моделях (BTE) та трьох моделях (ITE). Фахівець з налаштування слухових апаратів допоможе вибрати ідеальну модель для вашої специфіки втрати слуху та стилю життя.

## ЗАВУШНІ моделі



RIC 10    RIC 312 D    MRIC R D    BTE R D    BTE 13 D    BTE 312

## ВНУТРІШНЬОВУШНІ моделі



XP    CIC    CIC-M





























## Оберіть свої кольори

Є 13 різних кольорів для заушних та 3 для внутрішньовушних моделей. Вибір кольору можливий за окремим замовленням корпусу апарату.



# ЧОМУ WIDEX **MOMENT** ВІРНИЙ ВИБІР ДЛЯ ВАС

Задля кращого відчуття, Widex Moment оснащено ексклюзивною технологією «Звукових класів», що автоматично адаптує слуховий апарат до специфічних потреб прослуховування. Без натискання жодних кнопок забезпечується оптимальна чіткість, комфорт та розбірливість у кожній конкретній ситуації.

ЕФЕКТИВНІСТЬ /ПЕРЕВАГА	КОМПАНІЯ	МУЗИКА		ТИША		ВЕЧІРКА		ТРАНСПОРТ		МІСТО	
		-	Класична чи сучасна	-	з мовою	-	з мовою	-	з мовою	-	з мовою
Widex Moment 440											
Widex Moment 330											
Widex Moment 220											
Widex Moment 110											

ЕФЕКТИВНІСТЬ /ПЕРЕВАГА	Покращено розуміння мови	Зниження шуму вітру	Природний звук	Автоматичне налаштування звуку	Стрімінг	Простота управління	Пульт дистанційного керування	Real-life insights
Widex Moment 440	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	ТАК	ТАК	ТАК	Доступ до індивідуальних програм
Widex Moment 330	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	ТАК	ТАК	ТАК	Налаштування слухового апарату за вимогами користувача
Widex Moment 220	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	ТАК	ТАК	ТАК	Додаток та штучний інтелект для найкращого прослуховування
Widex Moment 110	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	ТАК *	ТАК *	ТАК	Інстинктивний додаток та штучний інтелект для найкращого прослуховування

\* Не включає My Sound





SOUND LIKE NO OTHER

Widex – торгова марка WSAUD A/S.

Apple та логотип Apple - торгові марки Apple Inc., що зареєстровані в США та інших країнах. App Store – сервісна марка Apple Inc. Android, Google Play та логотип Google Play – торгові марки Google Inc. Можливі зміни без додаткового повідомлення.

[WWW.WIDEX.PRO](http://WWW.WIDEX.PRO)