



WWW.WIDEX.COM

# ЧАС ВЕЛИКИХ ЗВЕРШЕНЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ

WIDEX UNIQUE™  
LIVE LIFE LARGE



UNIQUE  
доступний в  
широкому діа-  
пазоні моделей

# НОВІ ГОРИЗОНТИ СЛУХУ

Концепція UNIQUE є самою значною фундамен-  
тальною зміною конструкції слухових апаратів, яку  
здійснила компанія Widex за останні десять років. Для  
цього було реалізована низка нових та модифікова-  
них функцій: найширший динамічний діапазон запису  
звуку без спотворень в 108 дБ, технологія звукових  
класів, алгоритм подавлення тихого шуму та вітру,  
підсилювач та детектор мови, адаптивна компресія,  
регулятор переваг замість регулятора гучності.

Слухові апарати Widex UNIQUE кардинально руйну-  
ють традиційні бар'єри, які можуть виникнути, коли Ви  
використовуєте слухові апарати. Завдяки новій філо-  
софії обробки звуку користувач завжди забезпечений  
оптимальним звуком в унікальних звукових ситуаціях  
та при індивідуальних порушеннях слуху.



7 060696 821373



MIX  
Paper from  
responsible  
forests  
FSC® C022833  
www.fsc.org

Надруковано RLS/2017-05: 9 502 4230 060 #01  
Widex, WIDEX UNIQUE та DEX – торгові марки Widex A/S.  
Widex A/S, Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngby





## ЗАПИСУЮТЬ БІЛЬШЕ ЗВУКІВ

Подолайте обмеження Вашого слуху.

UNIQUE записують без спотворень як дуже потужні звуки рівня 113 дБ, так й дуже слабкі звуки рівня 5 дБ. Як результат Ви можете чути всю гаму звуків оточення без спотворень у найширшому динамічному діапазоні 108 дБ.

## ЧИСТИЙ ТА ЯСНИЙ ЗВУК

Отримати найбільше в кожній ситуації.

Записати багато звуків – це тільки півділа, завданням процесора є максимальна «очистка» звуку та його обробка з урахуванням особливих потреб. В UNIQUE застосовуються нові алгоритми подавлення тихих шумів, детектора та підсилювача мови. Також в слухових апаратах UNIQUE 440 впроваджено найбільш ефективний алгоритм подавлення шуму вітру.



## БУДЬ-ДЕ, В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС

Насолоджуйтесь відмінним звуком в будь-яких умовах.

Завдяки технології звукових класів слухові апарати UNIQUE в будь-який час автоматично адаптуються до акустичного середовища, незалежно від того, наскільки воно є складним. В той же час фахівець з настройки апаратів може налаштувати для Вас окремі програми прослуховування, які Ви можете вибрати в потрібний момент.

## МОДЕЛІ



Слухові апарати UNIQUE представлені п'ятьма завушними моделями, включаючи два апарати з телефоном (ресивером) у вусі – FUSION та PASSION, та трьома внутрішньоканальними та внутрішньовушними. Ваш фахівець з настройки апаратів допоможе вибрати оптимальну для Вас модель.

## ПІДТРИМУЙ З'ЄДНАННЯ

Унікальний досвід UNIQUE не закінчується на слухових апаратах.

За допомогою прилада COM-DEX Ви можете прослуховувати музику та телефонні розмови з мобільного телефона, тобто COM –DEX виконує у цьому випадку функцію «вільні руки». Якщо Ви використовуєте COM-DEX із смартфоном, останній може додатково виконувати функції пульту дистанційного керування слуховим апаратом.



## ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

Зверніться до Вашого фахівця з настройки слухових апаратів, щоб дізнатися в деталях про переваги слухових апаратів UNIQUE.